

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.flukebio.nt-rt.ru | | foi@nt-rt.ru

Технические характеристики на анализаторы расхода газов, портативные анализаторы VT Mobile, VT Plus HF, VT305, VT650, VT900 компании **FLUKE BIOMEDICAL**



Fluke Biomedical VT Mobile Портативный анализатор расхода газов

Производитель: Fluke Biomedical

Модель: Fluke Biomedical VT Mobile

Описание

VT Mobile — это компактный и портативный многоцелевой анализатор расхода газов, созданный для проведения метрологических испытаний и сервисного обслуживания как на выезде, так и в лабораториях и сервисных центрах. Устройство позволяет производить испытания всего спектра оборудования и может измерять 16 параметров аппаратов искусственной вентиляции легких.

Прибор достаточно прост в применении и имеет дисплей, позволяющий наблюдать формы сигналов прямо во время проведения измерений, данная информация так же может быть записана и позднее загружена на компьютер для просмотра или вывода на печать. Для работы с полученной информацией используется программное обеспечение VT, позволяющее вывести на экран все 16 измеренных параметров.



Fluke Biomedical VT Plus HF Анализатор расхода газов

Производитель: Fluke Biomedical

Модель: Fluke Biomedical VT Plus HF

Описание

VT Plus HF – наиболее технически совершенный продукт в линейке анализаторов расхода газов. Прибор может тестировать потоки большие и малые потоки газов, имеет порты для измерения давлений разного уровня и способен проводить испытания аппаратов искусственной вентиляции легких по 21 параметру.

Результаты тестирования могут быть напечатаны прямо с устройства, либо с компьютера с помощью включенного в комплект программного обеспечения. Так же наблюдать результаты можно прямо во время проведения испытаний на графическом дисплее, встроенном в прибор.

Fluke Biomedical VT305 Анализатор расхода газов

Производитель: Fluke Biomedical

Модель: Fluke Biomedical VT305



Описание

VT305 - это компактное и портативное устройство для проведения испытаний широкого спектра медицинского оборудования и обеспечения измерений нескольких параметров аппаратов искусственной вентиляции легких. VT305 совместим с программным обеспечением Ansur VT, что позволяет провести соответствие результатов тестирования медицинских устройств стандартам и создать шаблоны тестов для автоматизации процедур проверки. Программное обеспечение Ansur VT помогает уменьшить влияние человеческого фактора при проведении монотонных операций комплексного тестирования большого количества однотипных медицинских устройств, улучшает последовательности в сборе данных и автоматизирует отчетность.

Особенности:

- обеспечивает измерения потока (высокий и низкий уровень), объема, вакуума, давления и концентрации кислорода, а так же температуры газового потока
- графический дисплей, позволяющий наблюдать формы сигналов давления и потока медицинского газа во время проведения измерений, имеет горизонтальную и вертикальную ориентацию;
- управление процессом тестирования осуществляется при помощи 4-х кнопок;
- портативность и компактность, легкость в схемах подключения к медицинским приборам. Возможность соединения и управления устройством с компьютера через USB-порт;
- SD карта памяти емкостью 2 Гб для сохранения результатов тестирования (числовые и данные сигнала);
- возможность загрузки результатов измерений в компьютер для дальнейшего просмотра или печати с помощью прилагаемой Windows-совместимой программы-утилиты;
- опционально позволяет провести обработку и статистический анализ всех измеряемых величин с использованием ПО Ansur VT.

Комплект поставки:

- кабель Ethernet (2 метра);
- Acculung II - высокоточное тестовое легкое;
- кислородный сенсор (в сборе);
- адаптер для кислородного сенсора;
- кабель для кислородного сенсора;
- SD карта памяти емкостью 2 Гб;
- соединение в виде входной трубы;
- сумка для переноски мягкая.

Дополнительные аксессуары:

- кислородный адаптер высокого давления;
- адаптер для воздушной смеси высокого давления;
- программное обеспечение Ansur;
- защитный фильтр.

Fluke Biomedical VT650 Анализатор расхода газов

Производитель: Fluke Biomedical

Модель: Fluke Biomedical VT650



Описание

С точностью анализируйте работу газового оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, с помощью многофункционального портативного газоанализатора VT650 производства компании Fluke Biomedical.

Основные преимущества и характеристики

Отсутствие путаницы и обеспечение точности благодаря единому широкодиапазонному каналу для воздушного потока.

Оптимизация процедуры анализа, уменьшение числа ошибок и сокращение времени на проведение анализа за счет возможности создания настраиваемых профилей анализа.

Легкий вес (1,6 кг [3,6 фунта]) и многофункциональность устройства обеспечивают простоту транспортировки и хранения и отсутствие необходимости в использовании дополнительных модулей для разных анализов.

Быстрый доступ к опциям меню, интерпретация результатов и просмотр измерений на расстоянии вплоть до 1,8 м (6 футов) на большом, легко читаемом цветном сенсорном экране размером 7" (17,8 см).

Возможность работать на выезде весь день за счет работы от батареи в течение 8 часов, а также записывать и сохранять данные во встроенной памяти.

Сокращение времени анализа благодаря встроенным линейным датчикам, которые автоматически анализируют влажность, температуру и уровень кислорода, делая поправку на атмосферное давление и условия окружающей среды

Fluke Biomedical VT900 Анализатор расхода газов

Производитель: Fluke Biomedical

Модель: Fluke Biomedical VT900

Описание

Газоанализатор VT900 от компании Fluke Biomedical предназначен для точного и надежного анализа всех типов газового медицинского оборудования — аппаратов ИВЛ, инсуффляторов, оксиметров, особенно для которых требуется высокая точность измерений сверхслабого потока и сверхнизкого давления, например наркозных аппаратов и расходомеров.

Основные преимущества и характеристики:

Оптимизация процедуры анализа, уменьшение числа ошибок и сокращение времени на проведение анализа за счет возможности создания настраиваемых профилей анализа. Отсутствие путаницы и обеспечение точности благодаря единому широкодиапазонному каналу для воздушного потока.

Сокращение времени анализа благодаря встроенным линейным датчикам, которые автоматически анализируют влажность, температуру и кислород, делая поправку на атмосферное давление и условия окружающей среды.

Обеспечение безопасности пациентов благодаря анализу анестезиологического оборудования и расходомеров сверхслабого потока и сверхнизкого давления

Уверенность в том, что измерения отвечают международным стандартам и строго соответствуют единицам измерения СИ благодаря системе калибровки Molbloc-L.

Легкий вес (1,6 кг [3,6 фунта]) и многофункциональность устройства обеспечивают простоту транспортировки и хранения и отсутствие необходимости в использовании дополнительных модулей для разных анализов.

Большой контроль над анализом благодаря возможности выбора собственной триггерной точки с помощью внешнего триггерного входного сигнала.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.flukebio.nt-rt.ru | | foi@nt-rt.ru